

## lipomed® bra

### Назначение

lipomed bra представляет собой современный компрессионный лиф, предназначенный для использования непосредственно после эстетических пластических операций по уменьшению или увеличению груди, а также при восстановительных пластических операциях.

### Информация для пациентов

lipomed bra обеспечивает необходимую медицинскую компрессию, благодаря которой поддерживаются эстетические результаты, достигнутые в ходе пластической операции. В то же время, компрессионный эффект lipomed bra способствует более быстрому заживлению ран и уменьшает образование отеков и гематом.

Выбор правильного размера lipomed bra должен проводиться врачом или специально обученным персоналом на основании измерений конкретного пациента.

Для достижения оптимальных результатов lipomed bra следует носить круглосуточно. После пластической операции по увеличению груди рекомендуется одновременное использование lipomed belt во избежание смещения имплантата. Изделия lipomed предназначены для одноразового послеоперационного использования (4-6 недель) одним пациентом (только индивидуальное применение).

Медицинская эффективность и безопасность изделий не может быть гарантирована при их многократном использовании или модификации.

### Правила безопасного использования

Внесение любых изменений в изделие, укорачивание или ушивание, могут повлиять на медицинские и терапевтические свойства продукта и нанести вред пациенту. Любые виды изменений, включая изменения, внесенные третьей стороной, приводят к автоматическому аннулированию юридической силы «Европейского сертификата качества для медицинских изделий(СЕ)».

### Характеристики продукта

Материалы наилучшего качества и оптимальная, с медицинской точки зрения, компрессия отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым врачами и пациентами к современному компрессионному трикотажу.

Простота, удобство в использовании и современный дизайн позволяют носить lipomed bra круглосуточно, сохраняя при этом хорошее самочувствие.

### Показания

- Компрессионная терапия после пластической операции по увеличению груди
- Компрессионная терапия после пластической операции по уменьшению или подтяжке груди
- Компрессионная терапия после восстановительной пластической операции
- Поддержка ослабшей соединительной ткани

**Противопоказания**

- Нарушения артериального кровообращения
- Нарушения функции дыхания
- Индивидуальная непереносимость материала

**Примечание:** Если при использовании lipomed bra возникают отеки, или нарушается чувствительность, пожалуйста, немедленно обратитесь к Вашему врачу. Длительное использование компрессионного лифа допускается только под наблюдением врача.

**Материал**

Гипоаллергенный материал, не содержащий латекса, хорошо пропускающий воздух и влагу. lipomed bra выпускается в двух цветах: белый и чёрный.

**Состав:**

- 51% полиамид
- 35% хлопок
- 14% эластан

**Рекомендации по стирке**

Стирайте компрессионный лиф lipomed bra в обычной стиральной машине, используя моющее средство для деликатной стирки, не содержащее отбеливатель и кондиционер. Температура воды при стирке не должна превышать 40 °С. Стирайте Ваше компрессионное изделие lipomed отдельно от другого белья или с вещами того же цвета.

**Примечание:** Перед стиркой застегните все застёжки с целью сохранения функциональности изделия и во избежание повреждения других предметов одежды. Сушите компрессионный лиф lipomed bra на воздухе. Не сушите изделие под прямыми солнечными лучами или на отопительной батарее. Воздействие чрезмерно высокой температуры может привести к уменьшению эластичности материала и, в результате, к снижению медицинской эффективности изделия. Чтобы избежать продолжительных перерывов в компрессионной терапии во время стирки и сушки лифа, целесообразно иметь второе изделие lipomed bra соответствующего размера для смены.

